


Lapin Anti-Souris Ige Anticorps Monoclonal Pour Fc - P06336

Numéro d'article: CM0005253



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la région constante de l'IgE de souris. Conv adapté pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit spécifiquement avec l'IgE de souris. Poids moléculaire approximatif de 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Souris IgE mAb
Remarques/Alias	IGHE, chaîne Ig région C epsilon
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 83-421 de l'IgE de souris (P06336)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06336
Poids de la Protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace