


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IgE De Souris Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P06336

Numéro d'article: CM0011739



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne lourde IgE de souris. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la détection des lymphocytes B et des plasmocytes exprimant l'IgE dans des modèles murins d'allergie et d'immuno-inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-IgE de souris
Remarques / Alias	IGHE, Ig epsilon chain C region
Espèce cible	Souris
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 83-421 de l'IgE de souris (P06336)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réaction croisée	Souris
SWISS	P06336
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace