


Lapin Anti-Souris IgE Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P06336

Numéro d'article: CM0008960



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la région constante de l'IgE de souris (P06336). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient à l'étude de l'immunité médiée par l'IgE dans les maladies allergiques et parasitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris IgE mAb
Remarques/Alias	IGHE, Chaîne Ig région C epsilon
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 83-421 de l'IgE de souris (P06336).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06336
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace