


Lapin Anti-Souris IgG1 Mab Pour Fc - P01868

Numéro d'article: CM0011425



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris IgG1 pour cytométrie en flux. Immunogène à base de protéine recombinante, spécifique à la souris IgG1. Idéal pour le développement de tests diagnostiques et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IgG1 mAb
Remarques/Alias	IgG1
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-324 de la souris IgG1 (P01868)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01868
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace