


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris IgG1 Pour Cytométrie En Flux - P01868

Numéro d'article: CM0009721



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la région constante de l'IgG1 de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC) sur des échantillons de souris. Idéal pour la détection spécifique de l'isotype dans la recherche immunologique et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IgG1 mAb
Remarques/Alias	IgG1
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-324 de l'IgG1 de souris (P01868)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01868
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace