


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris IgG1 Pour Cytométrie En Flux - P01868

Numéro d'article: CM0006003



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris IgG1 conjugué à l' de haute affinité pour cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant ciblant la région constante, validé pour des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IgG1 mAb
Remarques/Alias	IgG1
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-324 de l'IgG1 de souris (P01868)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01868
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace