

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Igg2B Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P01867-2

Numéro d'article: CM0008741

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la souris IgG2b (Igh-3). Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec des échantillons de souris. Idéal pour le profilage immunitaire et la détection d'isotype.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris IgG2b conjugué
Remarques/Alias	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Espèce	Souris
GenelD	16016
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 14 et 113 de la souris IgG2b (P01867-2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01867-2
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace