

Mab Anti-Igm De Souris Chez Le Lapin - P01872

Numéro d'article: CM0010872



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgM de souris. Validé pour la détection par cytométrie en flux (CF) des lymphocytes B exprimant l'IgM chez la souris, il soutient la recherche sur les immunoglobulines et l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-IgM de souris chez le lapin
Remarques / Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réaction croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant