

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Pour Fc - P01872

Numéro d'article: CM0011759



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgM de souris pour la cytométrie en flux (FC), ciblant la région constante d'IgM (Igh6). Réagit avec la souris. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur l'immunité humorale. CamelBio fournit des matières premières pour le diagnostic in vitro (IVD) validées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-IgM de souris
Remarques/Alias	Igm ; muH ; Igh6 ; Igh-6 ; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105 à 454 de l'IgM de souris (P01872).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids de la protéine	50 kDa/53 kDa
Expédition	Pain de glace