

Lapin Anti-Souris IgM Anticorps Monoclonaux Pour Fc - P01872

Numéro d'article: CM0009835



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Souris IgM conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux (FC) chez la souris. L'immunogène recombinant couvre les acides aminés 105-454 de la région constante de la chaîne lourde IgM (P01872). Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IgM mAb
Remarques/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids moléculaire	50kDa/53kDa
Expédition	Sac de glace