

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01872

Numéro d'article: CM0004874



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la région constante lourde de l'IgM de souris (P01872), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes B, les études de réponse immunitaire et la recherche sur l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IgM de souris
Remarques / Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace