

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01872

Numéro d'article: CM0004306



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la région constante de la chaîne lourde IgM de souris (P01872) pour cytométrie en flux. Spécifique de la souris, il permet l'étude des lymphocytes B et de l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Remarques / Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace