


Lapin Anti-Souris IL-12 P40 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P43432

Numéro d'article: CM0010852



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre la p40 de l'IL-12 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît la sous-unité p40 commune à l'IL-12 et l'IL-23, régulateurs clés de l'immunité et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IL-12 p40 mAb
Remarques/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3593
GeneID	16160
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-335 de la p40 de l'IL-12 de souris (NP_001290173.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43432
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace