

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL-13 De Souris Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P20109

Numéro d'article: CM0005602

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'interleukine-13 (IL-13) de souris. Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, adapté aux études sur l'inflammation allergique, la signalisation cytokinique et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-IL-13 de souris
Remarques / Alias	IL-13
Espèce	Souris
GenID (humain)	3596
GenID	16163
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20109
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sachet de glace