

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Il-13 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P20109

Numéro d'article: CM0004134

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'IL-13 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec la souris, cytokine de 14 kDa impliquée dans l'inflammation allergique et la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris IL-13 conjugué
Remarques/Alias	Il-13
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3596
GeneID	16163
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-131 de l'IL-13 de souris (NP_032381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20109
Poids moléculaire de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace