

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris IL-17A Pour Cytométrie En Flux - Q62386

Numéro d'article: CM0011344

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre l'IL-17A de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnait la cytokine de 18 kDa, adapté pour la recherche sur les cellules Th17 et l'immunité innée dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris IL-17A mAb
Remarques/Alias	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3605
GeneID	16171
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 de l'IL17A de souris. (NP_034682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62386
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace