

## Mab Lapin Anti-IL-9 De Souris - P15247

Numéro d'article: CM0004923



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre l'interleukine-9 murine (IL-9, P40) pour cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur échantillons de souris, il cible une cytokine Th2 clé impliquée dans la réponse immunitaire et la différenciation des mastocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb Lapin anti-IL-9 de souris                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | P40 ; IL-9                                                                                                                       |
| Espèce               | Souris                                                                                                                           |
| ID du gène (Humain)  | 3578                                                                                                                             |
| ID du gène           | 16198                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-114 de l'IL-9 de souris (NP_032399.1). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | CF (intracellulaire)                                                                                                             |
| Réaction croisée     | Souris                                                                                                                           |
| SWISS                | P15247                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 16 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |