

Lapin Anti-Souris IL1R1/Cd121A Mab - P13504

Numéro d'article: CM0008246

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre l'IL1R1/CD121a de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit spécifiquement avec le récepteur de type 1 de l'IL-1 de souris. Idéal pour les études immunologiques et neuro-inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Lapin anti-Souris IL1R1/CD121a mAb
Remarques/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3554
GeneID	16177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-338 de l'IL1R1/CD121a de souris (NP_032388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13504
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace