

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris IL1R1/Cd121A Pour Cytométrie En Flux - P13504

Numéro d'article: CM0010088

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué dirigé contre le récepteur de type 1 de l'interleukine-1 de souris (IL1R1/CD121a) pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons de souris. Idéal pour la signalisation IL-1 et la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris IL1R1/CD121a
Remarques/Alias	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3554
GenelD	16177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-338 de l'IL1R1/CD121a de souris (NP_032388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13504
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace