

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Souris IL22 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9Jjy9

Numéro d'article: CM0009621



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique de l'IL-22 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines, la régénération tissulaire et les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-souris IL22 mAb
Remarques / Alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	50616
ID du gène (Souris)	50929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JJY9
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace