

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris IL22 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9Jjy9

Numéro d'article: CM0009506



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre l'IL22 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour étudier la régénération épithéliale, la fonction barrière et les réponses inflammatoires médiées par l'IL-22.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris IL22 conjugué
Remarques/Alias	IL-22 ; If2b1 ; Itif ; IL-22a ; ILT1Fa
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	50616
GeneID	50929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-179 de l'IL22 de souris (NP_058667.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JJY9
Poids moléculaire de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace