

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 1/Cd49A De Souris Pour Fc - Q3V3R4

Numéro d'article: CM0011060

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 1/CD49a de souris conjugué à pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur de la laminine et du collagène impliqué dans l'adhésion cellulaire et la régulation de la croissance. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-intégrine alpha 1/CD49a de souris
Remarques/Synonymes	Vla1 ; CD49A ; E130012M19Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3672
ID du gène	109700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 1141 de l'intégrine alpha 1/CD49a de souris (NP_001028400.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3V3R4
Poids moléculaire	130 kDa
Expédition	Sac réfrigérant