

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 2/Cd49B De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q62469

Numéro d'article: CM0008013

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à contre l'Intégrine alpha 2/CD49b de souris (DX5, GPIa). Validé pour la cytométrie en flux, il cible le récepteur du collagène impliqué dans l'adhésion et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-Intégrine alpha 2/CD49b de souris
Remarques/alias	DX5 ; GPIa ; CD49B
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3673
ID du gène (souris)	16398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 168-366 de l'Intégrine alpha 2/CD49b de souris (NP_032422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62469
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace