

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 2/Cd49B De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q62469

Numéro d'article: CM0012642

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (DX5, GPIa, CD49B). Validé pour la cytométrie en flux (FC). L'intégrine alpha-2/bêta-1 est un récepteur du collagène impliqué dans l'adhésion cellulaire et l'organisation de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 2/CD49b de souris
Remarques/Alias	DX5 ; GPIa ; CD49B
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3673
GeneID (souris)	16398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-366 de l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (NP_032422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62469
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace