

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 2/Cd49B De Souris Pour La Cytométrie En Flux - Q62469

Numéro d'article: CM0009174

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin se liant spécifiquement à l'intégrine alpha-2/CD49b de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur du collagène crucial pour l'adhésion cellulaire et la fonction plaquettaire. Convient pour les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 2/CD49b de souris
Remarques/Alias	DX5 ; GPIa ; CD49B
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3673
GeneID	16398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-366 de l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (NP_032422.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62469
Poids moléculaire de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace