

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Jam-1/Cd321 Pour Cytométrie En Flux - O88792

Numéro d'article: CM0004681



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine JAM-1/CD321 de souris (UniProt O88792). Conçu pour la cytométrie en flux, cet anticorps facilite la recherche sur les jonctions serrées, la transmigration des leucocytes et l'activation des plaquettes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris JAM-1/CD321
Remarques/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	50848
GeneID	16456
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 242 de la protéine JAM-1/CD321 de souris (NP_766235.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88792
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace