

Lapin Anti-Souris Jam-1/Cd321 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - O88792

Numéro d'article: CM0008138



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre la JAM-1/CD321 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la molécule d'adhésion jonctionnelle A de 32kDa impliquée dans la formation des jonctions serrées et la transmigration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	Lapin anti-Souris JAM-1/CD321 mAb
Remarques/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	50848
GeneID	16456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-242 de la JAM-1/CD321 de souris (NP_766235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O88792
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace