

Lapin Anti-Souris Ki67 Mab - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0008343

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant Ki67 de souris, conjugué à I'. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, un marqueur de prolifération essentiel pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris Ki67 mAb
Remarques/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4288
GeneID	17345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1816-2163 de Ki67 de souris (NP_001074586.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	E9PVX6
Poids de la protéine	351kDa
Expédition	Sac de glace