

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Ki67 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0012258

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre Ki67 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte le marqueur de prolifération Ki-67 de 351 kDa dans des échantillons de souris. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris Ki67
Remarques / Alias	Ki67 ; Ki-67 ; D630048A14Rik
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	4288
GeneID	17345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1816-2163 de Ki67 de souris (NP_001074586.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	E9PVX6
Poids de la protéine	351 kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré