


Lapin Anti-Souris Lamp1/Cd107A Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P11438

Numéro d'article: CM0004936



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris LAMP1/CD107a conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible une glycoprotéine membranaire lysosomale impliquée dans l'autophagie, la cytotoxicité des cellules NK et les métastases. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 208-363.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris LAMP1/CD107a mAb
Remarques/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3916
GeneID (Souris)	16783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-363 de la LAMP1/CD107a de souris (NP_034814.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P11438
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace