


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Lamp1/Cd107A Pour If/Icc, Fc - P11438

Numéro d'article: CM0011296



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant LAMP1/CD107a de souris pour immunofluorescence et cytométrie en flux. Idéal pour les études sur la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK. Réaction croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris LAMP1/CD107a mAb
Remarques / Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3916
GeneID (Souris)	16783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-363 de LAMP1/CD107a de souris (NP_034814.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11438
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace