


Lapin Anti-Souris Lamp1/Cd107A Anticorps Monoclonal Pour If/Icc, Fc - P11438

Numéro d'article: CM0006197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le LAMP1/CD107a de souris. Validé pour les applications d'immunofluorescence et de cytométrie en flux, idéal pour l'étude de la biologie des lysosomes, de l'autophagie et de la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris LAMP1/CD107a mAb
Remarques/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3916
ID de gène	16783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-363 du LAMP1/CD107a de souris (NP_034814.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11438
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace