

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ly-49D De Souris Pour Fc - Q60651

Numéro d'article: CM0011832

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le Ly-49D de souris (KLRA4), validé pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression des récepteurs des cellules NK. Réagit avec la souris. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Ly-49D de souris
Remarques/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Espèce	Souris
ID du gène	16635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-263 de Ly-49D de souris (NP_001239506.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60651
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace