

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ly-49D De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q60651

Numéro d'article: CM0011613

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant Ly-49D de souris (récepteur 4 de type lectine des cellules tueuses). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour les études sur les récepteurs des cellules NK et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Ly-49D de souris
Remarques/alias	Chok ; Ly49d ; Klra32 ; Klra33 ; Ly-49d ; ly49r<129>
Espèce	Souris
GeneID	16635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 66-263 de Ly-49D de souris (NP_001239506.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60651
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Emballage réfrigérant