

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Ly-6A/E (Sca-1) Pour Cytométrie En Flux - P05533

Numéro d'article: CM0011491

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre Ly-6A/E (Sca-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Souris Ly-6A/E (Sca-1)
Remarques / Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espèce	Souris
GenelD	110454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-111 de Ly-6A/E (Sca-1) de souris (NP_034868.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05533
Poids de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace