

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ly-6A/E (Sca-1) De Souris Pour Cytométrie En Flux - P08648

Numéro d'article: CM0009946



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP/Cyanine5.5 ciblant Ly-6A/E (Sca-1) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec la souris, 115 kDa. Convient à la recherche sur les cellules souches et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Ly-6A/E (Sca-1) de souris, PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	TAP ; Sca1 ; Sca-1 ; Ly-6A.2 ; Ly-6A/E ; Ly-6E.1
Espèce	Souris
ID du gène	110454
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 111 de Ly-6A/E (Sca-1) de souris (NP_034868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace