

Lapin Anti-Souris Pd-L2/Cd273/B7-Dc Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q9Wul5

Numéro d'article: CM0004794



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris PD-L2 (CD273/B7-DC) conjugué à l'APC pour cytométrie en flux. Validez l'expression du PD-L2 dans la recherche sur la tolérance immunitaire et le cancer. Spécifique pour les échantillons de souris. - Q9WUL5

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris PD-L2/CD273/B7-DC mAb
Remarques/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	80380
ID de Gène	58205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-123 de la souris PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9WUL5
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace