

Lapin Anti-Souris Rank/Cd265 Mab Pour Fc - O35305

Numéro d'article: CM0004187



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le RANK/CD265 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour les études sur l'ostéoclastogenèse et les interactions des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris RANK/CD265 mAb
Remarques/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8792
GeneID	21934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-213 du RANK/CD265 de souris (NP_033425.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35305
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace