

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rank/Cd265 De Souris Conjugué Pour Fc - O35305

Numéro d'article: CM0008760



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le RANK/CD265 de souris (TNFRSF11A) pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le RANK de souris, essentiel pour l'ostéoclastogenèse et la régulation immunitaire. Validé pour les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-RANK/CD265 de souris
Remarques/Alias	OFE ; ODFR ; Rank ; Ly109 ; mRANK ; TRANCE-R
Espèce	Souris
GeneID (humain)	8792
GeneID	21934
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-213 du RANK/CD265 de souris (NP_033425.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35305
Poids protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace