

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rank/Cd265 De Souris Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - O35305

Numéro d'article: CM0004422



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre le RANK/CD265 de souris (TNFRSF11A), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la différenciation des ostéoclastes et des interactions lymphocytes T-cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-RANK/CD265 de souris
Remarques/Alias	OFE ; ODFR ; Rank ; Ly109 ; mRANK ; TRANCE-R
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8792
GeneID	21934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-213 du RANK/CD265 de souris (NP_033425.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35305
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace