


Lapin Anti-Souris S100A9 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P31725

Numéro d'article: CM0008501



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la S100A9 de souris (Calgranuline-B/MRP14) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur souris. La S100A9 joue un rôle dans la réponse inflammatoire et la régulation immunitaire. 13 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris S100A9 mAb
Remarques/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6280
GeneID	20202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la S100a9 de souris (NP_033140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31725
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace