


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris S100A9 Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P31725

Numéro d'article: CM0005901



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre la S100A9 de souris (MRP14, calgranuline-B, p14). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, permettant la détection du complexe calprotectine dans les leucocytes. Convient pour la recherche sur l'inflammation, l'immunologie et les antimicrobiens.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-Souris S100A9                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | p14 ; Cagb ; GAGB ; L1Ag ; BEE22 ; MRP14 ; 60B8Ag                                                                                 |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                            |
| Identifiant du gène (Humain)     | 6280                                                                                                                              |
| Identifiant du gène              | 20202                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la S100a9 de souris (NP_033140.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application                      | CF (intra)                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Souris                                                                                                                            |
| SWISS                            | P31725                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 13 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                      |