

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris T-Bet/Tbx21 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9Jkd8

Numéro d'article: CM0008968



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine T-bet/Tbx21 de souris, un facteur de transcription de la lignée Th1. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, il permet la détection spécifique de T-bet dans les lymphocytes T de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris T-bet/Tbx21
Remarques / Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Espèce	Souris
GeneID (humain)	30009
GeneID	57765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-530 de T-bet/Tbx21 de souris (NP_062380.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JKD8
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sachet de glace