

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Vcam-1/Cd106 Pour Cytométrie En Flux - P29533

Numéro d'article: CM0006129

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-souris VCAM-1/CD106 validé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons de souris. Permet l'étude de l'adhésion leucocytaire et de l'inflammation vasculaire. UniProt : P29533.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris VCAM-1/CD106
Remarques / Alias	CD106; Vcam-1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	7412
GenelD	22329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-310 de VCAM-1/CD106 de souris (NP_035823.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29533
Poids de la protéine	38 kDa / 81 kDa
Expédition	Sac de glace