

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Vcam-1/Cd106 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P29533

Numéro d'article: CM0005484

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du VCAM-1 (CD106) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible les voies d'adhésion leucocyte-endothéliale et de surveillance immunitaire. L'immunogène recombinant couvre le domaine extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris VCAM-1/CD106
Remarques/Alias	CD106 ; Vcam-1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	7412
Identifiant du gène	22329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-310 du VCAM-1/CD106 de souris (NP_035823.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29533
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa / 81 kDa
Expédition	Sac de glace