

Lapin Anti-Souris Vista Polymab® Pour Fc - Q9D659

Numéro d'article: CM0008310

Introduction

Lapin anti-Souris VISTA PolymAb® validé pour la cytométrie en flux. Détecte la protéine VISTA de souris (34kDa). Un réactif fiable pour la recherche en immunologie et les études sur l'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris VISTA PolymAb®
Remarques/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	64115
GenelD	74048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-191 de la VISTA de souris (NP_083008.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D659
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace