

Lapin Anti-Vista De Souris Polymab® Pour Fc - Q9D659

Numéro d'article: CM0005267

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le VISTA de souris (Dies1/PD-1H). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Utile pour étudier la suppression des cellules T, l'immunothérapie du cancer et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-VISTA de Souris PolymAb®
Remarques/Alias	Dies1 ; PD-1H ; VISTA ; 4632428N05Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	64115
GeneID	74048
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-191 du VISTA de souris (NP_083008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D659
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace