

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vista De Souris Polymab® Pour Fc - Q9D659

Numéro d'article: CM0004975

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la VISTA de souris (PD-1H). Validé pour la cytométrie en flux. VISTA est un récepteur inhibiteur des lymphocytes T, ce qui rend cet anticorps idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Anticorps monoclonal de lapin anti-VISTA de souris PolymAb®                                                                                              |
| Remarques/Alias      | Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik                                                                                                                       |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                                   |
| ID de gène (Humain)  | 64115                                                                                                                                                    |
| ID de gène           | 74048                                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-191 de la VISTA de souris (NP_083008.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | FC                                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                   |
| SWISS                | Q9D659                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 34 kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                             |