

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 De Souris/Humain Pour Cytométrie En Flux - Q61475

Numéro d'article: CM0007832

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD55 (DAF) de souris/humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît le facteur accélérant la dégradation du complément, ancré par GPI, 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD55 de souris/humain
Remarques/Synonymes	Daf ; Daf1 ; Daf-GPI ; GPI-DAF
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	1604
ID du gène	13136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-361 de CD55/DAF de souris (NP_034146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q61475
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace