

Lapin Anti-Souris/Humain Cd55 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q61475

Numéro d'article: CM0009231

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD55/DAF de souris et d'humain. Validé pour la cytométrie en flux, ce régulateur du complément ancré au GPI de 42 kDa réagit avec des échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris/Humain CD55 mAb
Remarques/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	1604
ID de Gène	13136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-361 du CD55/DAF de souris (NP_034146.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q61475
Poids Protéique	42KDa
Expédition	Sac de glace